



VISTA CARE
Comfort That Heals



TRANG PHỤC NÉN VISTA CARE

bởi:
**CÔNG TY TNHH VISTAAR ẤN
ĐỘ CG**

GARMENT NÉN Y TẾ (VỐ NÉN) LÀ GÌ?

Tất nén là những trang phục chuyên dụng được làm từ vải đặc biệt. Tầm quan trọng của tất nén nằm ở khả năng áp dụng áp lực nhẹ lên chân, cải thiện lưu thông tĩnh mạch.

Chủ yếu, tất nén có hai chức năng: -

- **NGĂN NGỪA CÁC RỐI LOẠN TĨNH MẠCH**
- **QUẢN LÝ CÁC RỐI LOẠN TĨNH MẠCH**

Điều này chủ yếu đạt được bằng cách cung cấp áp lực mong muốn, từ đó giúp:

- **CẢI THIỆN LƯU THÔNG MÁU**
- **GIẢM SŨNG (PHÙ)**





AI NÊN SỬ DỤNG TẮT Y TẾ (PHÒNG NGỪA)

DÂN SỐ NGƯỜI CAO TUỔI -

cho suy tĩnh mạch mạn tính, giãn tĩnh mạch & phòng ngừa

DVTPHỤ NỮ MANG THAI -

Giảm triệu chứng từ giãn tĩnh mạch và sưng phù



AI NÊN SỬ DỤNG TẮT Y TẾ (PHÒNG NGỪA)

- CÁC CHUYÊN GIA LÀM VIỆC THỜI GIAN DÀI -

Ngăn ngừa chứng giãn tĩnh mạch và sưng, giảm đau cơ

- VẬN ĐỘNG VIÊN -

Ngăn ngừa chứng giãn tĩnh mạch, sưng và cải thiện hiệu suất nhờ sự thoải mái



**VISTA CARE**
Comfort That Heals



AI NÊN SỬ DỤNG VỚI TẤT Y TẾ (QUẢN LÝ)

Bộ đồ nén y tế Vista Care rất hữu ích trong việc điều trị:

- tĩnh mạch varicose
- Loét tĩnh mạch
- Suy tĩnh mạch
- Bệnh phù bạch huyết
- Huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT)
- Viêm mô tế bào
- Sẹo lồi
- Hạ huyết áp tư thế
- Sau khi hút mỡ
- Bệnh phù bạch huyết sau phẫu thuật cắt
- Phẫu thuật bụng



AI NÊN SỬ DỤNG TẮT Y TẾ (QUẢN LÝ)

- CHĂM SÓC SAU PHẪU THUẬT - Liệu pháp chống huyết khối và hồi phục sau phẫu thuật
- RỐI LOẠN TĨNH MẠCH - Cải thiện lưu thông máu, giảm sưng tấy

DVT



VARICOSE VEINS



BURN KELOIDS



VENOUS ULCERS



LYMPHOEDEMA

VISTA CARE
Comfort That Heals



TẠI SAO CHỌN VISTA CARE?

Vải được phát triển đặc biệt là:

- Kéo dẫn theo mọi hướng - Vì vậy, mang lại sự thoải mái khi mặc.
- Chất liệu cotton phong phú, mát mẻ và thoáng khí
- Chống vi khuẩn và an toàn cho da
- Được thiết kế cho khí hậu và nhu cầu di chuyển của Việt Nam.

Nén tốt hơn cho việc lưu thông máu
Vớ nén y tế (Loại I & II)

VISTA CARE
Comfort That Heals



VISTA CARE VỎ NÉN - CÁC MẪU:

Vớ y tế Vista care có sẵn trong ba mẫu chính:

- Dưới đầu gối
- ĐỘ DÀI ĐÙI
- ĐẦY ĐỦ CHÂN

Dưới đầu gối

ĐỘ DÀI ĐÙI

VISTA CARE

Comfort That Heals


ĐẦY ĐỦ CHÂN



VÍT SA CARE VỐ CHO CHÂN ÁP LỰC - MẪU VÀ BIỂU ĐỒ KÍCH THƯỚC:

Vớ y tế Vista care có sẵn trong ba mẫu chính:

- Dưới đầu gối
- ĐỘ DÀI ĐÙI
- ĐẦY ĐỦ CHÂN



STANDARD SIZE MEASUREMENTS

All measurements (cm)		XS	S	M	L	XL
BELOW KNEE LENGTH	Min Ankle (c4)	16-18	18-21	21-24	24-28	28-32
	Max Calf (c5)	24-28	28-34	34-38	38-42	42-46
	Just below knee (c6)	22-24	26-28	28-30	30-32	32-35
	Length (F)	28-30	30-32	32-34	34-36	36-39

THIGH HIGH LENGTH	Min Ankle (c4)	16-18	18-21	21-24	24-28	28-32
	Max Calf (c5)	24-28	28-34	34-38	38-42	42-46
	Just below knee (c6)	22-24	26-28	28-30	30-32	32-35
	Mid of Thigh (c9)	36-40	40-44	44-48	48-52	52-56
	Length (C+D)	56-60	60-64	64-68	68-72	72-76

FULL LEG LENGTH	Min Ankle (c4)	16-18	18-21	21-24	24-28	28-32
	Max Calf (c5)	24-28	28-34	34-38	38-42	42-46
	Just below knee (c6)	22-24	26-28	28-30	30-32	32-35
	Mid of Thigh (c9)	36-40	40-44	44-48	48-52	52-56
	Gluteal Fold (c10)	44-50	50-54	54-58	58-62	62-66
	Length (B+D)	60-64	64-68	68-72	72-76	76-80

TẠI SAO VISTA CARE VỐ NÉN (QUẢN LÝ):

- Kích thước tùy chỉnh đến kích thước chính xác - trong điều kiện của bệnh lý.
- Một chi bị viêm / phù nề / sưng cần có sự nén phù hợp ở tất cả các điểm.
- Do đó, trang phục Amron được chuẩn bị đúng kích cỡ tại bất kỳ giai đoạn nào của bệnh.
- Sửa chữa tiến bộ là một phần của dịch vụ sau bán hàng khi việc sưng giảm.

VISTA CARE
Comfort That Heals



SẢN PHẨM ÁO NÉN VISTA CARE - ỐNG TAY & ỐNG THÂN:

- Áo nén Vista có nhiều ứng dụng cho cánh tay và các bộ phận khác của cơ thể con người, vì nó được thiết kế theo yêu cầu và kỹ thuật để cung cấp độ nén và hỗ trợ.
- Cũng để điều trị các tổn thương tăng sinh sau bỏng.



VISTA CARE
Comfort That Heals

CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG TY VISTAAR:

- Chăm sóc cá nhân và sự chú ý riêng biệt
- Nhân viên được đào tạo đến thăm bệnh nhân để thực hiện các phép đo tại tất cả các điểm cần thiết một cách cẩn thận nhất.
- Sản phẩm may mặc được thiết kế để cung cấp áp lực nén phân cấp phù hợp tại các điểm khác nhau dựa trên tình trạng của bệnh nhân.
- Sản phẩm được chuẩn bị trong 1-2 ngày làm việc
- Sửa lỗi tiến bộ được cung cấp (một phần của dịch vụ hậu mãi)



**VISTAAR INDIA CG CO.
LTD.,**

VISTA CARE
Comfort That Heals



**VISTAAR INDIA CG CO.
LTD.,**

LIÊN HỆ

 **Mumbai, Maharashtra (ẤN ĐỘ)**

 **+91 9702274489**

 **New Delhi, ẤN ĐỘ**

 **+91 9958448607 / +91 9818291300**

 **vistaarinternationalcoltd@gmail.com**

VISTA CARE
Comfort That Heals



**VISTAAR INDIA CG CO.
LTD.,**

COMING SOON..



**HO CHI MINH CITY,
VIET NAM**



+84-909774302



+91 9702404473



vistaarinternationalcoltd@gmail.com

<https://www.vistacareindia.com>