

VISTA CARE  
Comfort That Heals



# QUẦN ÁO NÉN Y TẾ ...



CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VISTAAR CG

<https://www.vistacareindia.com>



# VỚ Y TẾ NÉN

**VISTA CARE** cung cấp Liệu pháp Nén Y tế tiên tiến, là một phương pháp không xâm lấn quan trọng trong việc quản lý các rối loạn tĩnh mạch và bạch huyết.

## **CƠ CHẾ & MỤC TIÊU ĐIỀU TRỊ:**

**Mức chính xác:** Vải được thiết kế đặc biệt để áp dụng áp lực kiểm soát, tăng dần nhằm phục hồi lưu thông máu khỏe mạnh.

**Liệu pháp tác động kép:** Được chứng minh hiệu quả cả trong chăm sóc phòng ngừa và quản lý lâm sàng các bệnh lý mạch máu.

**Tối ưu hóa lưu thông tĩnh mạch:** Thúc đẩy tuần hoàn máu và ngăn ngừa ứ trệ tĩnh mạch.

**Giảm phù nề:** Hiệu quả trong việc giảm tích tụ dịch mô kẽ và kiểm soát sưng chi.


**VISTA CARE** sản xuất các loại quần áo nén đạt chuẩn y tế, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế: EN 13770, DIN 58133 và RAL-GZ 387. Những tiêu chuẩn này đảm bảo rằng mỗi sản phẩm đều cung cấp mức áp lực chính xác, nhất quán và được tối ưu hóa cho hiệu quả lâm sàng.



# ĐẶC ĐIỂM CỦA VỐ VISTA CARE


## • ÉP TỪNG MỨC

Vớ y tế ép từ từ VISTA CARE được thiết kế để cung cấp lực ép theo mức độ tăng dần lên chi bị ảnh hưởng nhằm giúp dòng máu lưu thông hiệu quả. ...



## • SỰ THOẢI MÁI CHỮA LÀNH

- Vớ y tế nén VISTA CARE được thiết kế với
- chất liệu cotton đặc biệt phát triển có
  - > Kéo giãn theo mọi hướng
  - > Kháng khuẩn & không gây kích ứng
  - > Thoáng khí & mềm mại với da
  - > Độ bền cao
  - > Thoải mái khi mặc & duy trì trong mọi điều kiện thời tiết



# TẠI SAO LỰA CHỌN BÍT TẮT Y TẾ NÉN VISTA CARE?

Tính năng	Đạt tiêu chuẩn y tế	Sản phẩm không kê đơn
<b>Độ chính xác của áp suất</b>	Dung sai $\pm 5\%$ theo RAL-GZ 387	Không có thử nghiệm tiêu chuẩn
<b>Hồ sơ áp suất</b>	Ép dần theo bậc (giá trị mmHg chính xác)	Thay đổi, không nhất quán
<b>Kiểm tra lâm sàng</b>	Đã thử nghiệm với cảm biến áp suất (HOSYcan)	Không kiểm tra chính thức
<b>Tuân thủ tiêu chuẩn</b>	EN 13770, DIN 58133, RAL-GZ 387	Không
<b>Hiệu quả lâm sàng</b>	Đã được chứng minh trong các thử nghiệm lâm sàng	Chưa được xác minh
<b>Độ bền</b>	Sử dụng điều trị trên 6 tháng	Thông thường 3-4 tháng
<b>Tùy chỉnh</b>	Sự phù hợp cá nhân và các biểu đồ áp lực	Lựa chọn hạn chế
<b>Tình trạng thiết bị y tế</b>	Thiết bị y tế được quản lý	Dệt may tiêu dùng



# AI NÊN SỬ DỤNG VỚ VISTA CARE Loại I & II (18-32mmHg) (PHÒNG NGỪA)

**Dân số cao tuổi mắc suy tĩnh mạch mạn tính, giãn tĩnh mạch & thuyên tắc tĩnh mạch sâu**



**Phụ nữ mang thai trong suốt thai kỳ để phòng ngừa / điều trị giãn tĩnh mạch và phù**

**Những người làm việc giờ dài - Phòng ngừa giãn tĩnh mạch, sưng phù và đau cơ**




**Vận động viên phòng ngừa giãn tĩnh mạch, phù nề và cải thiện hiệu suất nhờ sự thoải mái của cơ bắp**



**VISTA CARE**  
Comfort That Heals

# BẢNG SỐ LIỆU KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN CHO VIỆC LỰA CHỌN KÍCH CỠ PHÙ HỢP

STANDARD SIZE MEASUREMENTS						
All measurements (cm)		XS	S	M	L	XL
BELOW KNEE	Min Ankle (cB)	16-19	20-22	23-25	26-28	29-31
	Max Calf (cC)	27-36	30-39	33-41	36-44	39-47
	Just below	26-35	29-38	32=40	35-43	38-46
	Length (LD)	30-32	32-34	34-36	36-39	36-39
THIGH HIGH	Min Ankle (cB)	16-19	20-22	23-25	26-28	29-31
	Max Calf (cC)	27-36	30-39	33-41	36-44	39-47
	Just below	26-35	29-38	32=40	35-43	38-46
	Mid of Thigh (cF)	40-44	44-48	48-52	52-56	56-62
	Length (LF)	58-62	62-64	62-64	62-64	62-64
FULL LEG	Min Ankle (cB)	16-19	20-22	23-25	26-28	29-31
	Max Calf (cC)	27-36	30-39	33-41	36-44	39-47
	Just below	26-35	29-38	32=40	35-43	38-46
	Mid of Thigh (cF)	40-44	44-48	48-52	52-56	56-62
	Gluteal Fold (cG)	44-59	49-63	54-66	58-70	63-74
	Length (LG)	64-68	68-72	68-72	68-72	68-72



# QUẢN LÝ RỐI LOẠN TĨNH MẠCH / BẠCH HUYẾT (GIẢI PHÁP TÙY CHỈNH)



Suy tĩnh mạch mạn tính



Tĩnh mạch giãn

VISTA CARE sản xuất tất y tế TÙY CHỈNH, TỪ ĐÓ CUNG CẤP GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ BẰNG CÁCH:

- LẤY SỐ ĐO CHÍNH XÁC CỦA BỆNH NHÂN / TÌNH TRẠNG TẠI NHÀ
- CHUẨN BỊ TRANG PHỤC CẦN THIẾT & GIAO HÀNG TRONG THỜI GIAN NGẮN
- CUNG CẤP SỰ CHỈNH SỬA TIẾN TRIỂN CHO BỆNH NHÂN CẦN THAY ĐỔI KÍCH CỠ TRANG PHỤC SAU KHI PHỤC HỒI




Sưng bạch huyết



Loét tĩnh mạch



Hội chứng sau huyết khối



Phù



Huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT)



Viêm mô tế bào



Các vấn đề liên quan đến thai kỳ



# DÒNG SẢN PHẨM VISTA CARE



**Tất dưới gối**



**Tất cao trên đùi**



**Quần tất dài**



**Tất chân dài**



**Tay áo**



**Hỗ trợ cằm**



**Áo giáp toàn thân**




**Thân**



**Đai dưới ...**



**Bộ đồ liền thân**



# LIÊN HỆ



Mumbai, Maharashtra (Ấn Độ)



+91 9702274489



+91 9702581163



New Delhi, Ấn Độ



+91 9958448607 / +91 9818291300



Thành phố Hồ Chí Minh, VIỆT NAM



+91 9702404473



+84 909774302



vistaarinternationalcoltd@gmail.com

<https://www.vistacreindia.com>

